



## Testo® TE-Fühlerkopf

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Der TE-Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einsteckmessung (TE Typ K). Der Funkhandgriff (0554 0189) und das Funkmodul (0554 0188) werden für den Einsatz eines Funkfühlers benötigt und können ggf. optional dazu bestellt werden.

### Zusätzliche Informationen

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Art.-Nr.           | TO-0184   |
| Hersteller (Marke) | Testo     |
| VGKL Nummer        | 680920293 |

