



Testo[®] Tragetasche - für Wärmebildkameras

Artikelbilder



Beschreibung

Die Holster-Tasche ermöglicht den sicheren Transport der passenden Wärmebildkameras der Firma Testo. Sie besteht aus widerstandsfähigem Nylon, bietet Stauraum für einen Ersatzakku (bitte separat bestellen), und ist mit Ihrem abnehmbaren Umhängegurt und einer Lasche zur Befestigung am Gürtel vielseitig einsetzbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0477
Hersteller (Marke)	Testo

