



Testo[®] pH-Lebensmittel-Elektrode ohne Temperatursensor

Artikelbilder



Beschreibung

Für Messungen in festen und halbfesten Lebensmitteln: Die robuste pH-Einstech-Elektrode ist dank des Loch-Diaphragmas verstopfungsunempfindlich. Ihr bruchsicherer Kunststoffmantel und wartungsfreier, lebensmittelechter Gelelektrolyt sind weitere Vorteile.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0872
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	680900245

