



Nalgene[®] Acrylic Parafilm Spender

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Acrylic Parafilm Spender Die Thermo Scientific Nalgene Parafilm-Spenderbox aus Acryl dient dem sicheren Halten der Parafilm-Rollen zur einfachen Entnahme Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Höhe (metrisch): 152 mm Länge (metrisch): 152 mm Breite (metrisch): 121 mm Beschreibung: Parafilm-Spenderbox aus Acryl Artikelbeschreibung: AD, 152 times; 121 times; 152 mm Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1612
Hersteller (Marke)	Nalgene

