



## Nalgene<sup>®</sup> Adapter für Zentrifugenadapter

### Artikelbilder

---



11

## Beschreibung

---

Nalgene Adapter für Zentrifugenadapter Thermo Scientific Nalgene' Adapter für Zentrifugenflaschen sorgen für den einwandfreien Sitz von allen Nalgene 250 und 290 ml-Flaschen in Sorvall GSA-Rotoren. Typ: AC-Adapter Röhrchentyp: 250 ml-Flasche Fassungsvermögen: 250 mL Beschreibung: Centrifuge Flaschenadapter für 250 ml Flaschen Anzahl pro Packung: 6 Unit Size: Case of 6

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-2147
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238731250

