



Nalgene[®] Allzweckbehälter mit Deckel

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Allzweckbehälter mit Deckel Thermo Scientific Nalgene Allzweckbehälter mit Deckel können auch als Wasserbad, Aquarium, Terrarium und zur Gefriertrocknung verwendet werden. Kapazität (angloamerikanisch): 0,5 gal. Beschreibung: Jar with Cover Multipurpose PC 133 x 191mm Kapazität (metrisch): 2.2L Temperaturbereich: -135 °C° bis +135 °C° Höhe (angloamerikanisch): 7 Zoll Durchmesser (angloamerikanisch): 5 Zoll Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2174
Hersteller (Marke)	Nalgene

