



Nalgene® Bürettensatz zur automatischen Nullpunkteinstellung

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Bürettensatz zur automatischen Nullpunkteinstellung Der Thermo Scientific Nalgene Bürettensatz zur automatischen Nullpunkteinstellung Beschreibung: Buret Kit Self-Zeroing LDPE Zur Verwendung mit (Geräte): 25 or 50 mL Burette Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 4 Enthält: 1000 mL Squeeze Bottle, 4 ft. PVC Tubing, Fill Tube, Adapter and Closure Typ: Burette Filler Kit Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1324
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238736451

