



## Nalgene® Capitol Vial Sammelbecher

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Capitol Vial Sammelbecher Thermo Scientific Capitol Vial Sammelbecher eignen sich für herkömmliche und Vor-Ort-Tests. Typ: Specimen Collection Cup Volumen (metrisch): 236 mL Beschreibung: Beaker, 8 oz., with Celsius Temperature Strip Enthält: Temperature Strip in degrees Celcius Anzahl pro Karton: 500 Volumen (angloamerikanisch): 8 oz. Unit Size: Case of 500

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-2733
Hersteller (Marke)	Nalgene

