



Nalgene® Capitol Vial™ 45 ml-Klappdeckelfläschchen

Artikelbilder



Beschreibung

Capitol Vial™ 45 ml-Klapdeckelfläschchen Thermo Scientific Capitol Vial 45 ml aufklappbare Polypropylen-Behälter eignen sich ideal für den Transport von Urinproben für Arzneimittelprüfprogramme. Die Behälter verfügen über manipulationssichere und verriegelbare Dichtungen für die Probensicherheit vor und nach der Entnahme. Beschreibung: 45 ml-Klapdeckelfläschchen, Doppelventil Volumen (metrisch): 45 ml Anzahl pro Karton: 700 Volumen (angloamerikanisch): 1.5 oz. Verschlusstyp: Klapdeckel Typ: Fläschchen Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|---------|
| Art.-Nr. | CD-2740 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |

