



Nalgene[®] Closed-Dome Polypropylene Tanks

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Closed-Dome Polypropylene Tanks Lagerung, Mischung und Abgabe von Reagenzien in Thermo Scientific™ Nalgene™ geschlossenen kuppelförmigen Polypropylen-Tanks. Zertifizierung/Konformität: Comply with FDA Reg. 177.1520 and USP Class VI Außendurchmesser (angloamerikanisch): 18.5 in. Typ: Behälter mit geschlossener Kuppel Kapazität (angloamerikanisch): 30 gal. Kapazität (metrisch): 115 L Höhe (angloamerikanisch): 38.625 in. Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0678
Hersteller (Marke)	Nalgene

