



Nalgene[®] Closed-Dome Polypropylene Tanks

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Closed-Dome Polypropylene Tanks Lagerung, Mischung und Abgabe von Reagenzien in Thermo Scientific™ Nalgene™ geschlossenen kuppelförmigen Polypropylen-Tanks. Zertifizierung/Konformität: Entsprechen FDA-Vorschrift 177.1520 und USP-Klasse VI Außendurchmesser (angloamerikanisch): 18.5 in. Außendurchmesser (metrisch): 47 cm Typ: Behälter mit geschlossener Kuppel Kapazität (angloamerikanisch): 20 gal. Kapazität (metrisch): 75 l Höhe (angloamerikanisch): 35 in. Höhe (metrisch): 81 cm Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0677
Hersteller (Marke)	Nalgene

