



## Nalgene® Closed-Dome Polypropylene Tanks

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Nalgene Closed-Dome Polypropylene Tanks Lagerung, Mischung und Abgabe von Reagenzien in Thermo Scientific™ Nalgene™ geschlossenen kuppelförmigen Polypropylen-Tanks. Zertifizierung/Konformität: Comply with FDA Reg. 177.1520 and USP Class VI Außendurchmesser (angloamerikanisch): 28.5 in. Typ: Behälter mit geschlossener Kuppel Kapazität (angloamerikanisch): 100 gal. Kapazität (metrisch): 378.5 L Höhe (angloamerikanisch): 52 in. Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0680
Hersteller (Marke)	Nalgene

