



Nalgene[®] Dense Storage Lagersystem

Artikelbilder

Beschreibung

Dense Storage Lagersystem Doppelte Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Das Dense Storage Lagersystem besteht aus Standard-Kryoboxen, die in standardmäßige Tiefkühl-Gestelle passen. Beschreibung: Kryobox aus Polycarbonat mit 13 x 13-Teiler Kapazität (metrisch): 1 mL (Tube) Material: Polycarbonate (Box) Typ: Cryobox Fläschchentyp: Cryobank-Röhrchen Anzahl pro Packung: 4 Anzahl pro Karton: 24 Zur Verwendung mit (Geräte): Cryobank Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1549
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108750502

