



Nalgene[®] Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen

Artikelbilder



Beschreibung

Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen Thermo Scientific depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich. Beschreibung: Klarglasfläschchen, zusammengesetzt mit Stopfen und Aluminium-Bördeldichtung Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.5 in. Volumen (metrisch): 50 ml Höhe (angloamerikanisch): 2,688 in. Anzahl pro Karton: 50 Volumen (angloamerikanisch): 1,7 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 50 mL Verschlussmaterial: Aluminium Verschlussart: Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen Menge: 50 Kartons Zertifizierung/Konformität: Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 20 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Aseptik-Protokoll Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3711
Hersteller (Marke)	Nalgene

