



Nalgene® Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen

Artikelbilder



Beschreibung

Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen Thermo Scientific depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich. Beschreibung: Amber glass vial pre-assembled with stopper and aluminum crimp seal Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.5 in. Volumen (metrisch): 50 mL Höhe (angloamerikanisch): 2.688 in. Anzahl pro Karton: 50 Volumen (angloamerikanisch): 1.7 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 50 mL Verschlussmaterial: Aluminum Verschlusstyp: Crimp Cap (Assembled) with Stopper Menge: 50 Cases Zertifizierung/Konformität: Certificates of Sterility and Pyrogen Test included Typ: Vial Verschlussgröße: 20 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Aseptic Protocol Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3712
Hersteller (Marke)	Nalgene

