



## Nalgene<sup>®</sup> Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen Thermo Scientific depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich. Beschreibung: Clear glass vial pre-assembled with stopper and aluminum crimp seal Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.75 in. Volumen (metrisch): 100 mL Höhe (angloamerikanisch): 3.75 in. Anzahl pro Karton: 50 Volumen (angloamerikanisch): 3.4 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 100 mL Verschlussmaterial: Aluminium Verschlussart: Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen Menge: 50 Kartons Zertifizierung/Konformität: Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 20 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Aseptik-Protokoll Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-3702
----------	---------

Hersteller (Marke)	Nalgene
--------------------	---------

