




Nalgene[®] Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse

Artikelbilder



Beschreibung

Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse Identifizieren Sie die Fläschchen mit Farbkodierern für Nunc und Nalgene Kryoröhrchenverschlüsse rasch auf einen Blick. Beschreibung: Nalgenetrade; Farbcodierer Typ: Kodierer für Kryoröhrchen Produktlinie: Nalgenetrade; Menge: 100/Packung, 500/Karton Unit Size: Case of 500

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1543
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238750451

