



Nalgene[®] Geschlossene Deckel mit PTFE-Dichtungseinlage

Artikelbilder

Beschreibung

Geschlossene Deckel mit PTFE-Dichtungseinlage Thermo Scientific™ Geschlossene Deckel mit PTFE-Dichtungseinlage für Thermo Scientific Flaschen, Gefäße, Kannen und Fläschchen aus Glas für Umweltproben. Zertifizierungsparameter: None Beschreibung: Closed top cap Anzahl pro Karton: 24 Typ: Closure with Bonded Liner Typ: Solid Top Verschlussfarbe: White Füllstand: Unprocessed Auskleidungsmaterial: PTFE Zertifizierung/Konformität: Manufactured under an ISO certified quality management system. Closure Liner: PTFE Closure Included: Yes Verschlussgröße: 28-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Form: Round Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2044
Hersteller (Marke)	Nalgene

