



Nalgene® HDPE Cylinder Round Bottles

Artikelbilder

Beschreibung

HDPE Cylinder Round Bottles Collect water samples and other low-viscosity liquids to be analyzed for inorganic trace analytes with the original EPA-specified bottle for liquid sampling. Fassungsvermögen: 4 oz., 125 mL Kapazität (metrisch): 125 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Zertifizierungsparameter: Metals and water quality, Cyanide, Fluoride Beschreibung: HDPE Cylinder Round Anzahl pro Karton: 48 Verpackung: Case of 48 Ersatzverschluss: 067-2410WBP Transparenz: Translucent Zertifiziert: Metals and water quality, CN, F Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.65 in. Füllstand: Certified Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 4.4 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 131 mL Zertifizierung/Konformität: Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system. Closure Liner: Foam/LDPE Verschlussgröße: 24-410 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Höhe (angloamerikanisch): 4.68 in. Form: Round Unit Size: Case of 48

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0955
Hersteller (Marke)	Nalgene

