



Nalgene[®] HDPE Cylinder Round Bottles

Artikelbilder

Beschreibung

HDPE Cylinder Round Bottles Collect water samples and other low-viscosity liquids to be analyzed for inorganic trace analytes with the original EPA-specified bottle for liquid sampling. Fassungsvermögen: 32 oz., 1000 mL Kapazität (metrisch): 1000 mL Kapazität (angloamerikanisch): 32 oz. Zertifizierungsparameter: Metals and water quality, Cyanide, Fluoride Beschreibung: HDPE Cylinder Round Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0.81 in. Anzahl pro Karton: 12 Verpackung: Case of 12 Ersatzverschluss: 067-2810WBP Transparenz: Translucent Zertifiziert: Metals and water quality, CN, F Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 3.11 in. Füllstand: Certified Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 34.8 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 1028 mL Zertifizierung/Konformität: Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system. Closure Liner: Foam/LDPE Verschlussgröße: 28-410 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Höhe (angloamerikanisch): 9.48 in. Form: Round Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0958
Hersteller (Marke)	Nalgene

