



Nalgene[®] HDPE Cylinder Round Bottles

Artikelbilder

Beschreibung

HDPE Cylinder Round Bottles Collect water samples and other low-viscosity liquids to be analyzed for inorganic trace analytes with the original EPA-specified bottle for liquid sampling. Fassungsvermögen: 4 oz., 125 mL Kapazität (metrisch): 125 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Zertifizierungsparameter: None Beschreibung: HDPE Cylinder Round Anzahl pro Karton: 500 Verpackung: Case of 500 Ersatzverschluss: 067-2410WBP Transparenz: Translucent Zertifiziert: None Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.65 in. Füllstand: Unprocessed Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 4.4 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 131 mL Zertifizierung/Konformität: None Closure Liner: Foam/LDPE Verschlussgröße: 24-410 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Höhe (angloamerikanisch): 4.68 in. Form: Round Unit Size: Case of 500

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0054
Hersteller (Marke)	Nalgene

