



Nalgene[®] HDPE Cylinder Round Bottles

Artikelbilder

Beschreibung

HDPE Cylinder Round Bottles Collect water samples and other low-viscosity liquids to be analyzed for inorganic trace analytes with the original EPA-specified bottle for liquid sampling. Fassungsvermögen: 32 oz., 1000 mL Kapazität (metrisch): 1000 mL Kapazität (angloamerikanisch): 32 oz. Zertifizierungsparameter: None Beschreibung: HDPE Cylinder Round Anzahl pro Karton: 65 Verpackung: Case of 65 Ersatzverschluss: 067-2810WBP Transparenz: Translucent Zertifiziert: None Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 3.11 in. Füllstand: Unprocessed Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 34.8 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 1028 mL Zertifizierung/Konformität: None Closure Liner: Foam/LDPE Verschlussgröße: 28-410 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Höhe (angloamerikanisch): 9.48 in. Form: Round Unit Size: Case of 65

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0057
Hersteller (Marke)	Nalgene

