



Nalgene[®] HDPE-Verschlüsse: steril, Großpackung

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene HDPE-Verschlüsse: steril, Großpackung Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüsse aus HDPE eignen sich zum Versiegeln von quadratischen PET/PETG-Medienflaschen und gewährleisten eine zuverlässige und auslaufsichere Abdichtung. Farbe: Naturfarben
Beschreibung: Verschlüsse für Medienflaschen Anzahl pro Karton: 280 Anzahl pro Packung: 280 Verpackung: Großpackung Typ: Verschluss Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI, USP It;661gt; sowie Europäisches Arzneibuch für anomale Toxizität (modifiziert), nicht-zytotoxisch, nicht-hämolytisch, nicht-pyrogen Closure Included: Ja Verschlussgröße: 20 bis 415 mm Verschlussmaterial: HDPE Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Quadratische Medienflaschen aus PET/PETG Unit Size: Case of 280

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1115
Hersteller (Marke)	Nalgene

