



Nalgene[®] Klemmschere aus Polypropylen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Klemmschere aus Polypropylen Thermo Scientific Nalgene Klemmscheren aus Polypropylen sind mit den meisten Laborreagenzien chemisch kompatibel und korrodieren nicht bei Kontakt mit Säuren. Spitzenform: Gerade, mit gezackten Backen
Anzahl pro Packung: 12 Produkttyp: Pinzette Typ: Pinzette Menge: 12/Packung Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1760
Hersteller (Marke)	Nalgene

