



Nalgene[®] L900 Flüssigreiniger

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene L900 Flüssigreiniger Thermo Scientific Nalgene L900 Flüssigreiniger wurde speziell für die gründliche Reinigung aller Laborartikel aus Kunststoff, insbesondere aus Polycarbonat, entwickelt. Beschreibung: L900 Flüssigwaschmittel; L900 Flüssigwaschmittel , 1,06 gal . Größe: 1,06 gal . (4L) Verpackungsmenge: 4 Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2039
Hersteller (Marke)	Nalgene

