



Nalgene® Nalgene

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Thermo Scientific Array: 4 x 4 Aufnahmevermögen: 80 Low-Profile- , 48 Standard- , 16 Tiefbrunnen Form: Rechteck Typ: Microplate Rack Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Abmessungen (L x B x H): 15 x 5.5 x 8.5 in. (38.7 x 13.9 x 21.6cm) Länge (angloamerikanisch): 15 in. Breite (angloamerikanisch): 5,5 in. Höhe (angloamerikanisch): 8,5 Zoll Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1541
Hersteller (Marke)	Nalgene

