



Nalgene[®] PETG Biotainer Bottles

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene PETG Biotainer Bottles Sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen im Vergleich zu wiederverwendbaren Flaschen. Fassungsvermögen: 16.9 oz., 500 mL Kapazität (metrisch): 500mL Kapazität (angloamerikanisch): 16,9 Unzen Beschreibung: 3005-70 Durchmesser (angloamerikanisch): 3 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.1 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28mm Anzahl pro Karton: 70 Menge: 2L HDPE Packer Certified Typ: Square Bottle Zertifizierung/Konformität: USP Class VI, Non-cytotoxic, USP It;661gt;, Non-pyrogenic, FDA 21CFR 177.1315 Closure Included: Ja Verschlussgröße: 38 mm Durchmesser (metrisch): 77 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Langzeitlagerung (Anwendung) Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 6,93 in. Höhe (metrisch): 176 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 70

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|---------|
| Art.-Nr. | CD-0732 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |

