



Nalgene[®] PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Steril

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Steril, Schrumpffolienverpackungen Die Nalgene PETG-Serumfläschchen bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Kontaminationen. Für den Gebrauch mit Schraubverschlüssen mit Einlage (separat erhältlich). Beschreibung: Serumfläschchen Innendurchmesser (metrisch): 11 mm Außendurchmesser (metrisch): 30 mm Volumen (metrisch): 20 ml Anzahl pro Karton: 612 Anzahl pro Packung: 153 Volumen (angloamerikanisch): 2/3 oz. Produktlinie: Nalgene™ Gesamtvolumen (metrisch): 20 mL Verschlusstyp: Gefütterte, durchgehende Gewindeverschlüsse (separat erhältlich) Höhe (metrisch): 64 mm Menge: 612 Kartons, 153 Pk. Zertifizierung/Konformität: ISO 13485:2016 Typ: Serumfläschchen Verschlussgröße: 20-415 Zur Verwendung mit (Geräte): Schraubverschluss mit Einsatz und kontinuierlichem Gewinde Unit Size: Case of 612

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1099
Hersteller (Marke)	Nalgene

