



Nalgene[®] PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Steril

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Steril, Schrumpffolienverpackungen Die Nalgene PETG-Serumfläschchen bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Kontaminationen. Für den Gebrauch mit Schraubverschlüssen mit Einlage (separat erhältlich). Beschreibung: Serumfläschchen Innendurchmesser (metrisch): 11 mm Außendurchmesser (metrisch): 24 mm Volumen (metrisch): 10 ml Anzahl pro Karton: 1260 Anzahl pro Packung: 252 Volumen (angloamerikanisch): 1/3 oz. Produktlinie: Nalgene™ Gesamtvolumen (metrisch): 10 mL Verschlusstyp: Gefütterte, durchgehende Gewindeverschlüsse (separat erhältlich) Höhe (metrisch): 54 mm Menge: 1260 Kartons, 252 Pk. Zertifizierung/Konformität: ISO 13485:2016 Typ: Serumfläschchen Verschlussgröße: 20-415 Zur Verwendung mit (Geräte): Schraubverschluss mit Einsatz und kontinuierlichem Gewinde Unit Size: Case of 1260

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|---------|
| Art.-Nr. | CD-1098 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |

