



Nalgene[®] PVDF True Union Clamps

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene PVDF True Union Clamps Verwenden Sie Thermo Scientific Nalgene PVDF-Verbindungsklemmen mit Silikondichtungen und Endkappen zum wiederholten und zuverlässigen Abdichten von Ballonflaschen. Menge: 1/Pk., 1/Cs. Typ: Tri Clover Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgenetrade; Sanitär-Ballonflaschen, Nalgenetrade; autoklavierbare Ballonflaschen mit Hahn Größe (angloamerikanisch) Griff: 1.5 in. Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0690
Hersteller (Marke)	Nalgene

