



Nalgene® Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers. Diese beständigen, hochreinen Schläuche sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Labor und Biotechnologie. Zertifizierung/Konformität: Meets USP¹ 87^g; Cytotoxicity (Agar Diffusion and MEM Elution methods); USP¹ 88^g; Class VI; USP¹ 661^g; Physicochemical Tests; ISO10993-3 Bacterial Mutagenicity ndash; Ames Assay; ISO10993-4 Hemolysis Direct Contact, EP 3.1.9 Silicone Elastomer f Autoklavierbar: Autoclavable Innendurchmesser (angloamerikanisch): 5/8 in. Außendurchmesser (angloamerikanisch): 7/8 in. Gesamtlänge (angloamerikanisch): 50 ft. Dicke (angloamerikanisch): 1/8 in. Dicke (metrisch): 3.2 mm Typ: Flexible Tubing Hardness: Durometer 50(A) Flexibility: Bend Radius 4xOD Maximaler Druck: 12 psig at 73deg;F (23deg;C) Unit Size: Case of 50

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2023
Hersteller (Marke)	Nalgene

