




Nalgene[®] Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers. Diese beständigen, hochreinen Schläuche sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Labor und Biotechnologie. Zertifizierung/Konformität: Meets USP^t87^t; Cytotoxicity (Agar Diffusion and MEM Elution methods); USP^t88^t; Class VI; USP^t661^t; Physicochemical Tests; ISO10993-3 Bacterial Mutagenicity ndash; Ames Assay; ISO10993-4 Hemolysis Direct Contact, EP 3.1.9 Silicone Elastomer f Autoklavierbar: Autoclavable Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1/4 in. Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1/2 in. Gesamtlänge (angloamerikanisch): 50 ft. Dicke (angloamerikanisch): 1/8 in. Dicke (metrisch): 3.2 mm Typ: Flexible Tubing Hardness: Durometer 50(A) Flexibility: Bend Radius 4xOD Maximaler Druck: 17 psig at 73deg;F (23deg;C) Unit Size: Case of 50

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2016
Hersteller (Marke)	Nalgene

