



## Nalgene<sup>®</sup> Polycarbonate, Validation Bottle

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Nalgene Polycarbonate, Validation Bottle Thermo Scientific Nalgene Musterflaschen werden zur Probenaufbewahrung im Rahmen der Qualitätssicherung hochwertiger Pharmazeutika verwendet. Kapazität (angloamerikanisch): 1 Unze Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 20 - 415mm Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14mm Typ: Validation Bottle Zur Verwendung mit (Anwendung): Perform validation testing Höhe (metrisch) mit Verschluss: 75mm Anzahl pro Karton: 30 Anzahl pro Packung: 30 Autoklavierbar: Autoclavable Farbe: Weiß (durchscheinend) Mouth Style: Weit Unit Size: Case of 30

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-2112
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228721271

