



Nalgene[®] Polycarbonate, Validation Bottle

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Polycarbonate, Validation Bottle Thermo Scientific Nalgene Musterflaschen werden zur Probenaufbewahrung im Rahmen der Qualitätssicherung hochwertiger Pharmazeutika verwendet. Kapazität (angloamerikanisch): 64 Unzen Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 53Bmm Innendurchmesser (metrisch) Hals: 42mm Kapazität (metrisch): 2L Typ: Validation Bottle Zur Verwendung mit (Anwendung): Perform validation testing Höhe (metrisch) mit Verschluss: 296mm Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Autoklavierbar: Autoclavable Mouth Style: Weit Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2114
Hersteller (Marke)	Nalgene

