



Nalgene[®] Polypropylen-Quetschklemme

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Polypropylen-Quetschklemme Die Thermo Scientific Nalgene Polypropylen-Schlauchklemme ermöglicht die präzise Regulierung des Durchflusses mit einer Hand – von vollständig freiem über gedrosselten bis hin zu komplett gesperrtem Durchfluss. Menge: 12/Pk., 72/Cs. Typ: Schlauchklemme Zur Verwendung mit (Geräte): Passend für Schläuche mit Außendurchmesser: 1/4 bis 7/16 Zoll Beschreibung: Schlauchklemme, passend für Schläuche mit Außendurchmesser: 1/4 Zoll bis 7/16 Zoll Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1720
Hersteller (Marke)	Nalgene

