



Nalgene[®] Polypropylene, End Cap

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Polypropylene, End Cap Kann verwendet werden mit: Nalgene Ballonflasche 2630 und 2261 Beschreibung: Zwei Sanitär-Anschlüsse mit 0.75 in. (19 mm), Polypropylen Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch: 0.75 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Schlauch: 19 mm Typ: End Cap Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Sanitär-Ballonflaschen Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0697
Hersteller (Marke)	Nalgene

