



Nalgene® Premium-Packung Klarglasfläschchen mit 0.125 in.-Septen

Artikelbilder

Beschreibung

Premium-Packung Klarglasfläschchen mit 0.125 in.-Septen Zum Schutz besonders entscheidender Proben von der Probenahme bis zur Analyse. Mit speziellen Zellteilern aus Schaumstoff und montierten Staubschutzhüllen zum Schutz der Injektionsoberfläche vor dem Gebrauch. Beschreibung: EP 40 ml Fläschchen, durchsichtig, 0.125 Zoll, verschweißtes Septum, Premium Pack zertifiziert Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.1 Zoll Material: Glas (Typ 1) Höhe (angloamerikanisch): 3.75 Zoll Füllstand: zertifizierten Anzahl pro Karton: 72 Ersatzverschluss: Nicht zutreffend Volumen (angloamerikanisch): 1 oz. Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 1.5 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 44 ml Gesamtvolumen (metrisch): 40 mL Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Kappe mit verklebtem Septum Höhe (metrisch): 95 mm Menge: 72 Kartons Dicke (metrisch): 3,17 mm Zertifizierung/Konformität: Die zertifizierten und vorverarbeiteten Fläschchen erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen; hergestellt in einem nach ISO 9001:2000 zertifizierten Qualitätssystem. Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 24-414 Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0135
Hersteller (Marke)	Nalgene

