



Nalgene® Premium-Packung Klarglasfläschchen mit 0.125 in.-Septen

Artikelbilder

Beschreibung

Premium-Packung Klarglasfläschchen mit 0.125 in.-Septen Zum Schutz besonders entscheidender Proben von der Probenahme bis zur Analyse. Mit speziellen Zellteilern aus Schaumstoff und montierten Staubschutzhüllen zum Schutz der Injektionsoberfläche vor dem Gebrauch. Beschreibung: EP 20mL vial clear 0.125 in. bonded septum premium pack certified Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.1 in. Material: Glass (Type 1) Volumen (metrisch): 20 mL Höhe (angloamerikanisch): 2.25 in. Füllstand: Certified Anzahl pro Karton: 72 Ersatzverschluss: NA Volumen (angloamerikanisch): 0.5 oz. Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 0.8 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 23.5 mL Gesamtvolumen (metrisch): 20 mL Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Cap with Bonded Septum Menge: 72 Cases Dicke (metrisch): 3.17 mm Zertifizierung/Konformität: Certified and Processed vials meet or exceed EPA performance based standards for volatile organic analysis; manufactured under an ISO certified quality management system. Typ: Vial Verschlussgröße: 24-414 Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0127
Hersteller (Marke)	Nalgene

