



Nalgene® Rigid Containment Bottles

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Rigid Containment Bottles Containers developed specifically for the risk-averse Fassungsvermögen: 20 mL Kapazität (metrisch): 20 mL Kapazität (angloamerikanisch): 0.67 oz. Typ: Bottle for Fluid Storage and Transport Auskleidungsmaterial: Silicone Zertifizierung/Konformität: USP Class VI Closure Liner: With Liner Closure Included: Yes Autoklavierbar: Not Autoclavable Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Cap Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 2.72 in. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 11 in. Unit Size: Case of,504

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3657
Hersteller (Marke)	Nalgene

