



Nalgene[®] Rigid Containment Bottles

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Rigid Containment Bottles Containers developed specifically for the risk-averse Fassungsvermögen: 125 mL Kapazität (metrisch): 125 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4.23 oz. Typ: Bottle for Fluid Storage and Transport Zertifizierung/Konformität: USP Class VI Closure Liner: With Liner Closure Included: Yes Autoklavierbar: Not Autoclavable Verschlussgröße: 38 mm Verschlussmaterial: Polycarbonate Verschlussstyp: Cap Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 4.13 in. Öffnung: Narrow Form: Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 12.5 in. Unit Size: Case of,50

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3647
Hersteller (Marke)	Nalgene

