



Nalgene® Rigid Containment Bottles

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Rigid Containment Bottles Containers developed specifically for the risk-averse Fassungsvermögen: 2 L Kapazität (metrisch): 2 L Kapazität (angloamerikanisch): 67.63 oz. Typ: Bottle for Fluid Storage and Transport Auskleidungsmaterial: Silicone Zertifizierung/Konformität: USP Class VI; USP 661; FDA 21CFR 177.1315 Closure Liner: With Liner Closure Included: Yes Autoklavierbar: Not Autoclavable Verschlussgröße: 38 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussstyp: Cap Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 10.43 in. Öffnung: Narrow Form: Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 19.75 in. Unit Size: Case of,20

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3651
Hersteller (Marke)	Nalgene

