



Nalgene® Rigid Containment Bottles

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Rigid Containment Bottles Containers developed specifically for the risk-averse Fassungsvermögen: 1 L Kapazität (metrisch): 1 L Kapazität (angloamerikanisch): 33.8 oz. Typ: Bottle for Fluid Storage and Transport Auskleidungsmaterial: Silicone Zertifizierung/Konformität: USP Class VI; USP 661; FDA 21CFR 177.1315 Closure Liner: With Liner Closure Included: Yes Autoklavierbar: Not Autoclavable Verschlussgröße: 48 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Cap Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 7.91 in. Öffnung: Narrow Form: Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 20.5 in. Unit Size: Case of,35

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3649
Hersteller (Marke)	Nalgene

