



## Nalgene<sup>®</sup> Rigid Containment Bottles

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Nalgene Rigid Containment Bottles Containers developed specifically for the risk-averse Fassungsvermögen: 10 L Kapazität (metrisch): 10 L Kapazität (angloamerikanisch): 338.1 oz. Typ: Bottle for Fluid Storage and Transport Auskleidungsmaterial: Silicone Zertifizierung/Konformität: USP Class VI Closure Liner: With Liner Closure Included: Yes Autoklavierbar: Not Autoclavable Verschlussgröße: 48 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussstyp: Cap Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 13.27 in. Öffnung: Narrow Form: Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 16 in. Unit Size: Case of,2

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-3653
Hersteller (Marke)	Nalgene

