




Nalgene[®] Röhren mit linearem Barcode

Artikelbilder



Beschreibung

Röhren mit linearem Barcode Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Kryoröhren mithilfe linearer Barcodes, die direkt auf der

Seite der Röhrchen aufgedruckt sind. Einhandbedienung: Ja Kapazität (angloamerikanisch): 0,0405 oz. Verschlussmaterial: Polyethylen Verschlussstyp: Schraubverschluss DNase-frei: Ja Verpackungsmenge: 500/Karton Graduated: Nein Typ: Linearer Barcode Zertifizierung/Konformität: Nalgene tubes are compliant with IATA for shipping. CE Marked for storage of diagnostic samples in the EU. Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0,5 Zoll Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Kapazität (metrisch): 1,2 mL Gewindetyp: Außen Länge (angloamerikanisch): 1,5 Zoll Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 25 RNase-frei: ja Barcode: Ja Produktlinie: Nalgenetrade; Unit Size: Case of 500

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1512
Hersteller (Marke)	Nalgene

