



Nalgene® Röhrchen mit linearem Barcode

Artikelbilder



Beschreibung

Röhrchen mit linearem Barcode Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Kryoröhrchen mithilfe linearer Barcodes, die direkt auf der

Seite der Röhrchen aufgedruckt sind. Einhandbedienung: Ja Kapazität (angloamerikanisch): 0,169 oz. Verschlussmaterial: Polyethylen Verschlussstyp: Schraubverschluss DNase-frei: Ja Verpackungsmenge: 250/Karton Graduated: Nein Typ: Linearer Barcode Zertifizierung/Konformität: Nalgene tubes are compliant with IATA for shipping. CE Marked for storage of diagnostic samples in the EU. Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0,5 Zoll Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Gewindetyp: Außen Länge (angloamerikanisch): 3,5 Zoll Anzahl pro Karton: 250 Anzahl pro Packung: 10 RNase-frei: ja Barcode: Ja Produktlinie: Nalgenetrade; Unit Size: Case of 250

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1514
Hersteller (Marke)	Nalgene

