



Nalgene[®] Sanitär-Schlauchtülle, 1 Zoll

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene Sanitär-Schlauchtülle, 1 Zoll Die Nalgene Tri-Clamp-Sanitär-Schlauchtülle ermöglicht die Verbindung zwischen 1 Zoll-Sanitäranschlüssen und flexiblen Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 0,5 Zoll. Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0,5 in. Typ: Schlauchanschluss 1 Zoll (25,4 mm) Verpackungsmenge: 2/Packung Anschlussgröße: 13 mm (0,5 Zoll) Unit Size: Case of 2

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1872
Hersteller (Marke)	Nalgene

