



Nalgene® Silanized Disposable Culture Tubes

Artikelbilder



Beschreibung

Silanized Disposable Culture Tubes Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder bei der Lagerung von Materialien mit diesen gebrauchsfertigen, silanisierten Einweg-Kulturröhrchen. Beschreibung: Clear glass culture tubes Kapazität (metrisch): 13 mL Material: Borosilicate Glass (Type 1) Einwegprodukt: Yes Menge: 1000 Typ: Culture Tube Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3661
Hersteller (Marke)	Nalgene

