



## Nalgene<sup>®</sup> Silanized Disposable Culture Tubes

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Silanzed Disposable Culture Tubes Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder bei der Lagerung von Materialien mit diesen gebrauchsfertigen, silanzisierten Einweg-Kulturröhrchen. Beschreibung: Clear glass culture tubes Kapazität (metrisch): 8 ml Material: Borosilikatglas (Typ 1) Einwegprodukt: Ja Menge: 1000 Typ: Kulturröhrchen Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-3660
Hersteller (Marke)	Nalgene

