



Nalgene® Silanized Disposable Culture Tubes

Artikelbilder



Beschreibung

Silanized Disposable Culture Tubes Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder bei der Lagerung von Materialien mit diesen gebrauchsfertigen, silanisierten Einweg-Kulturröhrchen. Beschreibung: Screw thread glass tube Kapazität (metrisch): 20 mL Verschluss: Screw Cap (Sold separately) Material: Borosilicate Glass (Type 1) Einwegprodukt: Yes Menge: 250/Pk., 1000/Cs. Gewindegröße: 15-415 Typ: Culture Tube Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3718
Hersteller (Marke)	Nalgene

