



Nalgene® Silanized Glass Vials

Artikelbilder



Beschreibung

Silanized Glass Vials Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder zum Lagern von Materialien mit diesen vorbehandelten, silanisierten Fläschchen. Beschreibung: Clear glass vial 15 x 45 closed top closure Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.591 in. Volumen (metrisch): 4 mL Höhe (angloamerikanisch): 1.772 in. Auskleidungsmaterial: PTFE Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.12 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 4 mL Verschlussmaterial: PTFE Verschlusstyp: Screw Cap (Closed-Top) Menge: 100 Cases Zertifizierung/Konformität: Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) Typ: Vial Verschlussgröße: 13-425 Unit Size: Each Beschreibung: Clear glass vial 15 x 45 closed top closure Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.591 in. Volumen (metrisch): 4 mL Höhe (angloamerikanisch): 1.772 in. Auskleidungsmaterial: PTFE Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.12 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 4 mL Verschlussmaterial: PTFE Verschlusstyp: Screw Cap (Closed-Top) Menge: 100 Cases Zertifizierung/Konformität: Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) Typ: Vial Verschlussgröße: 13-425 Unit Size: Each Beschreibung: Clear glass vial 15 x 45 closed top closure Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.591 in. Volumen (metrisch): 4 mL Höhe (angloamerikanisch): 1.772 in. Auskleidungsmaterial: PTFE Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.12 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 4 mL Verschlussmaterial: PTFE Verschlusstyp: Screw Cap (Closed-Top) Menge: 100 Cases Zertifizierung/Konformität: Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) Typ: Vial Verschlussgröße: 13-425 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-3700
Hersteller (Marke)	Nalgene

